

Haarausfall bei Behandlung mit Zytostatika ist vermeidbar

Einige Zytostatikapräparate verursachen Haarausfall. Diese Veränderung des Aussehens ist für viele eine zusätzliche Belastung und Erinnerung an Krankheit und Behandlung.



DigniCap™ – scalp cooling at its best.



DIGNITANA



Haarausfall (Alopezie) kann durch Abkühlung der Kopfhaut während der Zytostatikatherapie verhindert werden. Die Kälte verengt die kleinen Blutgefäße an den Haarwurzeln, wodurch nur geringe Mengen Zytostatika an die Haarzellen gelangen. Die

Abkühlung der Kopfhaut wird seit langem zur Verhinderung von Haarausfall verwendet. Die Ergebnisse waren jedoch unterschiedlich, vor allem wegen ungleichmäßiger Temperatur an der Kopfhaut.

Das DigniCap™ System wurde so entwickelt, dass es auf sichere Weise die Abkühlung der Kopfhaut mit gleichmäßiger Kälte, hohe Effektivität und akzeptablen Komfort bietet.

Das DigniCap™ System besteht aus einer eng anliegenden Silikonhaube, die an eine Kühl- und Kontrolleinheit gekoppelt ist. In der Haube verlaufen Kanäle, durch die die Kühlflüssigkeit zirkuliert. Um beste Passform und Behandlungstemperatur zu gewährleisten, wird ein isolierender Überzug aus Neopren verwendet.



DigniCap™ wird jedes Mal bei Verabreichung von Zytostatika verwendet. Die Haube befindet sich während der Zytostatikazufuhr und eine festgelegte Zeit danach auf dem Kopf. Die Nachkühlungsdauer variiert von 30-120 Minuten je nach Art und Dosis der Zytostaika. Die meisten Patienten vertragen die Abkühlung der Kopfhaut gut. Es kann zu Kältegefühl, Kopfschmerzen und zeitweiligem Schwindel kommen. Normalerweise treten diese während der Abkühlung auf, sind aber meistens vorübergehend.



Die Kühltherapie mit DigniCap™ eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Haare während der Behandlung mit Zytostatika zu behalten. Leider kann Haarausfall nicht immer mit Kühltherapie vermieden werden. Es können keine Garantien gegeben werden, jedoch sind die Behandlungsergebnisse gut und die Anwender zufrieden. Durchschnittlich behalten 8 von 10 DigniCap™-Anwendern ihre Haare und brauchen keine Perücke.



 **DIGNITANA**
PRESERVING DIGNITY OF LIFE

DIGNITANA AB • P.O. Box 24022, SE-224 21 Lund
Tel: 046-16 30 90 • Fax: 046-16 30 99
Besucher: Ruben Rausings gata 9, Lund
info@dignitana.se • www.dignitana.se